

Dr. Beau
Grace eye



安全上のご注意

＊ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。

＊ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、お使いになる方や他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。また注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取扱いをすると生じることが想定される内容を「警告」「注意」の2つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。

警告

誤った取扱いをしたときに、死亡または重傷を負う可能性があるもの

注意

誤った取扱いをしたときに、使用者が傷害を負ったり、物的損害の可能性のあるもの

絵表示の例



○記号は、禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近傍に具体的な禁止内容（左図の場合は分解禁止）が描かれています。



●記号は、行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。図の中に具体的な指示内容（左図の場合は電源プラグをコンセントから抜いてください）が描かれています。

※お読みになられた後は、お使いになる方がいつも見られるところに必ず保管してください。


 警告	
	●改造はしない。また修理技術者以外の方は、分解したり修理をしない。 火災・感電・けがの原因となります。修理はお買い上げの販売店または株式会社 KALOS BEAUTY TECHNOLOGY にご相談ください。
	●次のような方は、使用しない。 ・アレルギー体質の人 ・特に肌が敏感な人 ・網膜剥離のある人、あった人 ・目の手術を行った人 ・温度の感覚が自覚できない人
	●下記のような部位には、使用しない。 ・眼球 ・口内や陰部、粘膜など ・皮膚炎・過度の日焼けなど肌に異常のある部位 ・傷、湿疹、腫れもの、化膿性疾患のある部位 ・当日の脱毛や除毛処理をした部位 ・整形手術をした部位
	●子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところで使用しない。
	●引火性のものの近くで使用しない アルコール、スプレー、除光液など (火災ややけどの原因になります)
	●火中投入・加熱・高温での充電や使用、放置しない。 (充電式電池内蔵のため、発熱・発火・破裂の原因になります)
	●使用中痛みや不調を感じたときや、使用後肌に異常を感じたときは、使用を中止して専門医に相談する。

	 注意
	●落としてたり、ぶつけたりしない。 感電・発火の原因になります。
	●お手入れをするときは、ベンジン、シンナー、アルコール、灯油などの溶剤や薬品類、磨き粉などは使用しない。 ひび割れ、感電、引火の恐れがあります。
	●顔・首・デコルテのお手入れ以外の使用、乳幼児・ベットへの使用は避ける。 故障やトラブルにつながる恐れがあります。肌のトラブルの恐れがあります。
	●同じ個所に過度に使用しない。 肌のトラブルの原因になります。
	●電極ヘッドを金属にあてない 故障・ケガの原因になります。
	●本体を水洗いしない。また、浴室などの水のかかる場所や、湿気の多い場所に保管しない。 故障・ケガの原因となります。
	●使いはじめや敏感肌の方は、毎日使用せず、お肌の様子を見ながら使用する。

	 警告
	●目の安全のために以下のことを守る。 ・ヘッドの赤色 LED 光を直接のぞき込まない。 ・コンタクトレンズ着用時には、まぶたへの使用を控える。 ・まぶたをケアをするときは、必ず目を閉じて使用する。また、ヘッドは優しく触れる程度とし、強く押し当てない。

	 警告
	●電源に関して以下のことを守る。 ・充電ケーブルが傷んでいるときや、充電端子の差し込みがゆるいときは使用しない。感電・ショート・発火・故障の原因となります。 ・充電中に万一異常が発生したら、充電端子をすぐに抜く。けむり・異音・異臭がするなど、異常状態のまま使用しないでください ・充電ケーブルを抜くときは、必ず先端をもって引き抜く。また、濡れた手で抜き差ししない。感電・ショート・発火・故障の原因となります。 ・充電ケーブルに水や液体がかからないようにする（水につけたり、洗ったりしない）。感電・ショート・発火・故障の原因となります。 ・充電ケーブルを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、束ねたりしない。 ・充電端子と USB 端子に水が付着していないことを確認してから充電する。感電・ショート・発火・故障の原因となります。

各部名称



特徴

マイクロカレント
 マイクロカレントにより、美容液などの浸透を促進します。

マイクロ振動
 マイクロレベルの高速振動で、美容液をお肌に届けます。

HOT
 42℃のこころよい温かさにじんわりつつみこまれます。


ハイパワー赤色LED
 特別な波長をもつ赤色LEDを搭載。おうちで手軽にエステ気分を。

スマートタッチセンサー
 ヘッド部が肌に触れると自動で電源ON、肌から離れると自動でOFFします。

ご使用方法

①ヘッドの保護フィルムをはがしてください。

②ヘッドをお好みの角度に回転させてください。
 ヘッドは、初めのI型から90°時計回りに回転させてT型でもご利用いただけます。



⚠ ヘッドを90°以上回転させたり、初めのI型から反時計回りに回転させると、故障します。絶対にお止めください。

<お肌のお手入れに>


①目のまわり等、ケアしたい部分にお手持ちの化粧水や美容液を塗布してください。

⚠ 本製品は防水性ではございません。化粧水や美容液を過剰に塗布したり、ヘッドに直接塗布すると、故障につながる恐れがございます。ご注意ください。

②ボディを手で持ち、ヘッドをお肌に優しくあててください。ヘッドがお肌に触れると、自動で電源がONになります。お手入れ時間の目安は10分～20分程度としてください。

目の回りのケア

まぶたや涙袋にヘッドをあて、お肌をあたためた後、目頭から目尻の方向へ、優しくプッシュするよう動かしてしてください。



お手入れ・保管について


目尻のケア

目尻の小じわを垂直に引き上げるように、優しく動かしてください。



ほうれい線のケア

ほうれい線→フェイスライン→首の順に、リンパを流すように優しく動かしてください。



お顔全体のケア

気になる部分に、化粧水や美容液を塗り込むように優しく動かしてください。

⚠ 使用後は、ヘッドやボディに付着した水分（化粧水や美容液など）は必ずしっかりふき取ってください。水分が付着したまま放置すると、誤作動（電源が切れないなど）の原因となります。

- ・使用後は、乾いた布で汚れをふき取ってください。
- ・長期間使用しないときは、本体のお手入れをしてから保管してください。
- ・ストーブやヒーターのそば、浴室など、高温・多湿の場所、直射日光の当たる場所、不安定な場所での保管は避けてください。
- ・子供の手の届かない場所に保管してください。

充電について

付属の充電ケーブルの充電端子を本体の充電ポートに接続し、USB端子をACアダプターに接続します。ACアダプターのプラグを家庭用コンセントに差し込むと、充電が開始されます。

（モバイルバッテリーによる充電も可能です）

<充電ライトについて>

- 充電中は、充電ライトがゆっくり白色点滅します
- 充電が完了すると、充電ライトが白色点灯します

電池残量ゼロの状態から、およそ120分で充電が完了いたします。1回の満充電で、およそ60分連続使用することができます。

- ⚠ 充電中は、お使いいただくことができません。
- ⚠ 12時間以上連続での充電は故障につながる恐れがございます。ご注意ください。

廃棄について

本製品を廃棄される場合は、自治体の分別ルールにしたがってください。

※本製品はリチウムイオン充電電池を使用しています。



<リラクスタイムに>

メイクの上からお使いいただけます。まぶたや目のまわり等リラックスしたいポイントに優しくあててください。

⚠ お肌や手が乾燥している状態では、動作しない場合がございます。ヘッドをお肌にあてても動作しない場合には、化粧水やクリーム等でお肌や手を湿らせてご使用ください。

⚠ 長時間同じ場所にヘッドをあて続けると、マイクロカレントによるビリビリ感を感じる場合がございます。ヘッドは、同じ場所にあて続けず、少しずつ場所を変えてお使いください。

よくあるご質問

Q	A
お風呂で使用できますか？	本製品は防水仕様ではありません。お風呂では使用しないでください。
ヘッドの温まりを感じません。	温かさを感じる温度になるまで、30 秒ほどかかります。ヘッドをお肌にあててしばらくお待ちください。
顔にピリピリ感があります。	マイクロカレントによる電気刺激です。化粧水等の塗布量を増やしたり、ヘッドを当てる位置をこまめに変えることで、ピリピリ感が低減します。
赤色 LED がまぶしいです。	赤色 LED を直視することは避けてください。
メイクの上から使えますか？	お使いいただけますが、浸透効果は期待できません。
電源が入りません。	ボディを手で持ち、ヘッドをお肌にあてると自動で電源が入ります。お肌が乾燥していると電源が入らない場合があるため、化粧水等でお肌を湿らせてください。また、充電中は電源が入りません。
1 日に何分使えますか？	10 分～20 分を推奨しておりますが、それ以上お使いいただいても問題ございません。

製品仕様

名称	Dr. Beau Grace eye
型番	ミステリアスカラー / GE-01M クラシックピンク / GE-01P スタイリッシュシルバー / GE-01S
電池	リチウムイオン充電電池
定格電圧 / 電流	5V / 1A
充電時間	約 120 分
動作時間	最大約 60 分
製品寸法	約 150×11.8×14.5mm
製品重量	約 28g
材質	アルミ合金, PC
生産国	Produced by Japan / Made in China
付属品	充電ケーブル, ポーチ

無料保証規定

保証期間はお買い上げ日より1年間有効です。(お買い上げ証明の提供必要)

製品の材料欠陥による製品の損傷を発見された場合は、弊社にご連絡ください。

- ・ 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損害は保証対象外となります。
- ・ 製造メーカーの提供した原装部品以外の部品を使用する場合、保証対象外となります。
- ・ 保証概要：本製品は厳選なる検査のもと皆様のお手元へお届けしておりますが、万が一故障した場合は無料保証規定の範囲内で対応させていただきます。その際は現品に本保証書、購入証明書(レシート、領収書など)を添えてお買い上げ販売店へご提出ください。
- ・ 公式サイトや正規代理店以外でご購入された場合、中古品の場合は保証対象外となります。(転売等、弊社にて流通経路が不明なものは保証対象外)
- ・ 所定記入欄が空欄のままであったり、お買い上げ日がわかるレシートや領収書が無い場合は、保証の対象外となります。

保証書

品 名	Dr. Beau Grace eye
保証対象	本体
保証期間 / ご購入日	1 年間 /
お客様	お名前
	ご住所
	TEL
お買い上げになった 店舗印またはインターネット名	

★本書は再発行致しませんので大切に保管してください。

株式会社 KALOS BEAUTY TECHNOLOGY

東京都千代田区神田淡路町 1-9-2

日宝新御茶ノ水ビル 5F1 号

TEL : 03-4405-2548 (9:00～17:00)

e-mail : info@kalosbt.jp

